



imagine the possibilities



CURA^{ISO} Monumentenglas

Klassieke uitstraling in isolatieglas

Monumentale panden of historische gebouwen danken hun kenmerkende uiterlijk mede aan de klassieke uitstraling van het glas. Het onregelmatig golvende oppervlak van het glas plaatst deze monumenten in de juiste bouwperiode. Bij het behouden of herstellen van deze gebouwen voldoet het bestaande glas niet meer aan de moderne eisen van warmte- en geluidsisolatie, terwijl modern floatglas de historische uitstraling mist.

CURA Monumentenglas is het antwoord op de moderne vraag naar authentieke beglazing. Met verschillende isolatieglas samenstellingen kunnen wij precies aan uw wensen voldoen.

Imagine the possibilities!


- ◆ Karakteristieke beglazing met moderne prestaties
- ◆ Standaard geleverd met zwarte geïsoleerde afstandhouder
- ◆ Maar liefst 10 jaar garantie op de vermelde samenstellingen
- ◆ Unieke gelaagd combinaties in inbraakwerend en geluidswerend

10 jaar
garantie

Varianten in isolatieglas

- ◆ CURA Monumentenglas 100 - extra fijne vertekening
- ◆ CURA Monumentenglas 200 - lichte vertekening
- ◆ CURA Monumentenglas 300 - normale vertekening
- ◆ CURA Monumentenglas 400 - sterke vertekening

De technische gegevens van deze samenstellingen vindt u op de achterzijde van deze folder. Voor de garantievoorwaarden, de OAD 2011 en de maximale productafmetingen verwijzen wij u graag naar onze website www.cura-glass.nl.



Technische gegevens

Productcombinaties

Buitenruit	Spouw	Binnenruit	Vertekening*	U-waarde w/m ² .K	Totaal dikte
CURA Monumentenglas 100 - 3 mm	6 mm zwart met argon gas	Low E 1.1 - 4 mm	§	2,0	13 mm
CURA Monumentenglas 200 - 3,75 mm	6 mm zwart met argon gas	Low E 1.1 - 4 mm	§§	2,0	13,75 mm
CURA Monumentenglas 300 - 3,75 mm	6 mm zwart met argon gas	Low E 1.1 - 4 mm	§§§	2,0	13,75 mm
CURA Monumentenglas 400 - 3,75 mm	6 mm zwart met argon gas	Low E 1.1 - 4 mm	§§§§	2,0	13,75 mm

Buitenruit	Spouw	Binnenruit	Vertekening*	U-waarde w/m ² .K	Totaal dikte
CURA Monumentenglas 100 - 3 mm	6 mm zwart met krypton gas	Low E 1.1 - 4 mm	§	1,4	13 mm
CURA Monumentenglas 200 - 3,75 mm	6 mm zwart met krypton gas	Low E 1.1 - 4 mm	§§	1,4	13,75 mm
CURA Monumentenglas 300 - 3,75 mm	6 mm zwart met krypton gas	Low E 1.1 - 4 mm	§§§	1,4	13,75 mm
CURA Monumentenglas 400 - 3,75 mm	6 mm zwart met krypton gas	Low E 1.1 - 4 mm	§§§§	1,4	13,75 mm

* Het aantal golfjes geeft de mate van vertekening aan van fijn naar grof.

Optioneel mogelijk in isolatieglas uitvoering:

- ◆ Slagvaste uitvoering volgens classificering NEN-EN 356
- ◆ Lichtgrijze geïsoleerde afstandhouder

Wij adviseren u dringend om bij toepassing van deze glassoorten eerst een bemonstering aan te vragen om de juiste vertekening in de glassoort te kunnen bepalen. Vraag onze afdeling Techniek om een toepassingsadvies.

CURA Monumentenglas is ook in enkelglas te verkrijgen in diktes van 2, 3 en 4 mm en in unieke combinaties met gelaagd glas. Direct uit voorraad, snel bij u geleverd!

CURA Glass Techniek: sterk in glas, thuis in techniek!

